



SCHLEIF- / POLIERMASCHINE

QPOL 30

Die Qpol 30 ist ein transportables Schleif- und Poliergerät für die manuelle Bearbeitung.

PRODUKTVORTEILE

- | Transportables Schleif- und Poliergerät
- | Steuereinheit für zwei Mikromotoren
- | Höheres Drehmoment durch Reduktionsgetriebe

PERFEKTES SCHLEIFEN- VERBRAUCHSMATERIALIEN VON QATM

Schleifen ist zuverlässiger, sicherer und effizienter, wenn es mit den richtigen Zutaten durchgeführt wird: Wissen, Sorgfalt und die richtige Wahl der Verbrauchsmaterialien und Instrumente.



SCHLEIF- / POLIERMASCHINE QPOL 30

TECHNISCHE DATEN

Drehzahl	1000 - 40.000 U/min, stufenlos regelbar, mit Display
Scheibendurchmesser	30 mm
Netzanschluss	230 V / 50-60 Hz
B x H x T	130 x 97 x 254 mm
Gewicht	~ 2,3 kg

www.qatm.com/qpol-30

BESTELLDATEN