



MACHINE DE PRÉPOLISSAGE & POLISSAGE

QPOL 30

La Qpol 30 est une machine de prépolissage et polissage portable conçue pour des opérations manuelles.

AVANTAGES PRODUIT

- | Machine de prépolissage portable
- | Unité de commande pour deux micromoteurs
- | Couple plus élevé grâce au réducteur

UN PRÉPOLISSAGE PARFAIT – LES CONSOMMABLES DE QATM

Le prépolissage est plus fiable, plus sûr et plus efficace lorsqu'il est effectué avec les bons ingrédients : savoir-faire, soin et choix judicieux des consommables et des instruments.



MACHINE DE PRÉPOLISSAGE & POLISSAGE QPOL 30 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Vitesse de rotation	1000 - 40,000 rpm, réglable en continu, incl. écran
Diamètre de disque	30 mm
Raccordement électrique	230 V / 50-60 Hz
L x H x P	130 x 97 x 254 mm
Poids	~ 2,3 kg

www.qatm.com/qpol-30

N° ARTICLE