



LIJADORA Y PULIDORA

QPOL 30

La Qpol 30 es una lijadora/pulidora portátil para la preparación manual de muestras

VENTAJAS

- | Lijadora/pulidora portátil
- | Unidad de control para 2 micromotores
- | Mayor par de torsión gracias al reductor

LIJADO PERFECTO - CONSUMIBLES DE QATM

El lijado es más fiable, seguro y eficiente cuando se ejecuta con los elementos adecuados: conocimiento, atención y la elección correcta de instrumentos y consumibles.



LIJADORA Y PULIDORA QPOL 30

DATOS TÉCNICOS

Velocidad	1000 - 40.000 rpm, ajuste continuo, visualización en el display
Diámetro del disco	30 mm
Conexión eléctrica	230 V / 50-60 Hz
anchura x altura x profundidad	130 x 97 x 254 mm
Peso	~ 2,3 kg

www.qatm.com/qpol-30

DATOS PARA PEDIDOS