



LEVIGATRICI E PULITRICI METALLOGRAFICHE

QPOL 30

La Qpol 30 è una levigatrice e lucidatrice portatile progettata per il funzionamento manuale.

VANTAGGI PRODOTTO

- | Dispositivo di levigatura e lucidatura portatile
- | Control unit for 2 micromotors
- | Increased torque due to reduction gear

LEVIGATURA PERFETTA - CONSUMABILI BY QATM

La levigatura è più affidabile, sicura ed efficiente quando viene eseguita con gli ingredienti giusti: conoscenza, cura e la giusta scelta di consumabili e strumenti.



LEVIGATRICI E PULITRICI METALLOGRAFICHE QPOL 30

DATI TECNICI

Velocità	1000 - 40.000 rpm, regolabile in continuo, incl. display
Diametro della ruota	30 mm
Alimentazione	230 V / 50-60 Hz
W x H x D	130 x 97 x 254 mm
Peso	~ 2.3 kg

www.qatm.com/qpol-30

ARTICOLI