



LUCIDATURA ELETTROLITICA & MACCHINA PER INCISIONE

QETCH 1000

La Qetch 1000 è un sistema di preparazione elettrolitica completamente automatico con intuitivo schermo touch-screen per le operazioni. L'unità di lucidatura e attacco è separata dall'unità di controllo in modo che il KRISTALL 680 può anche essere utilizzato sotto cappa aspirante. Una funzione di scansione visualizza la curva di tensione corrente di un materiale e fornisce risultati di lucidatura rapidamente senza modifiche strutturali. La manovrabilità dell'unità di lucidatura e attacco è stata facilitata in modo significativo mediante vasche elettrolitiche con coperchio da 1 ltr. con la quale si possono cambiare, e memorizzare, facilmente diversi elettroliti con i relativi parametri di utilizzo. L'unità viene pulita con acqua mediante un programma di lavaggio.

VANTAGGI PRODOTTO

- | Dispositivo automatico per la lucidatura e l'attacco elettrolitico
- | Display Touch-screen con software di controllo QATM
- | Possibilità di salvare fino a 200 programmi con tutti i parametri memorizzabili, protetti da password
- | Diagramma voltaggio e corrente in tempo reale
- | Voltaggio in uscita e tempo di processo variabili

LUCIDATURA ELETTROLITICA & MACCHINA PER INCISIONE QETCH 1000

DATI TECNICI

Alimentazione	2 kVA
Voltaggio max.	90 V DC
Corrente max.	14 A
Tempo di lucidatura	1 sec - 25 min
Tempo di attacco	1 sec - 5 min
W x H x D	330 x 220 x 400 mm
Peso	~ 7 kg

www.qatm.com/qetch-1000

ARTICOLI

DOTAZIONI DI BASE

STRUMENTAZIONE (SOBO RICHIESTI TUTTI GLI ARTICOLI)

M6202000  Qetch 1000 (Kristall 680) Strumento base

A6202003 Qetch 1000 (Kristall 680) unità di pulitura ed attacco elettrolitico

ALIMENTAZIONE (RICHIESTO 1 ARTICOLO)

A6202000 Qetch 1000 alimentazione 220-240V/50/60Hz (1Ph/N/PE)

A6202001 Qetch 1000 alimentazione 110-120V/50/60Hz (1Ph/N/PE)

QUADRO ELETTRICO PER SECONDA CELLA DI ATTACCO ELETTROLITICO (DA ORDINARE CON LO STRUMENTO)

A6202005 Qetch 1000 estensione della connessione

OPZIONI (POSSONO ESSERE ORDINATE SEPARATAMENTE)

A6202004 Unità esterna per l'attacco metallografico

Z6202001 Set di mascherine

Z6202002 Recipiente per elettrolita

Z6202003 Set di connessione Qetch 1000 (Kristall 680)