



電解研磨・エッチング装置

QETCH 100 M

qatm.com/jp/products/grinding-polishing-etching/electrolytic-polisher-etcher/qetch-100-m/

QETCH 100 M

電解研磨・エッチング装置

QETCH 100 Mは、バッテリー駆動の携帯型電解ポリッシング・エッチング装置です。そのコンパクトで頑丈な構造は、実験室の外で使用するのに最適です。

高度な機能と使いやすさの両方を追及した設計で、安定性の高い筐体はエポキシ樹脂加工されています。現場での作業時や移動中に部品が傷つくことがないように工夫されており、肩紐とハンドルが付いているので、非常に操作しやすくなっています。



QETCH 100 M


長所

- 電解ポリッシング・エッチング用携帯ユニット (非破壊検査用)
- マイクロプロセッサによる完全自動のプログラム実行制御
- リチウム・イオン・バッテリーの独立電源によりコンセントへ接続不要
- 統合ポリッシング・ユニット付ハンドル、スタート/ストップ機能
- ハンドルに付いたLEDで現在の運転状態を確認可能
- 操作パネルはすべての重要な状況を示す鮮明なLCDディスプレイ
- 調整可能な電圧、電流および操作時間

QETCH 100 M

製品仕様

最大電力	160 W
最大電圧	DC90 V
最大電流	2 A
ポリッシング面積	~ Ø 9 mm
WxHxD	380x355x180mm
電解槽	1L
重量	~8.5kg (電解液なし)



寸法図

QETCH 100 M

パーフェクトエッチング - QATMによるインストルメント

加工要件（知識、慎重な加工、消耗品と機器の正しい選択）を充足することで、信頼性、安全性、効率性の高いエッチングが実現します。

エッチング装置の多彩な品揃え →

qatm.com/jp/products/grinding-polishing-etching/electrolytic-polisher-etcher/



QETCH 100 M

注文情報

BASIC EQUIPMENT

MACHINE (ALL ITEMS REQUIRED)

M6201000	Qetch 100 M (Kristall 650) Base machine
----------	---

POWER SUPPLY (1 ITEM REQUIRED)

A6201000	Qetch 100 M power supply 220-230V/50/60Hz
----------	---

A6201001	Qetch 100 M power supply 110V/60Hz (1Ph/N/PE)
----------	---

ELECTRICAL BOARD FOR PORTABLE GRINDER (TO BE ORDERED WITH THE MACHINE)

A6201004	Unit for using without portable grinder
----------	---

A6201005	Unit prepared for using portable grinder
----------	--

Z6201001	Accessory-Set Qetch 100 M
----------	---------------------------

95003955	Plastic Bottle 1000ml
----------	-----------------------

Z6201000	Handle holder
----------	---------------

QETCH 100 M

見積もりを入手—お客様の正確な要件に合わせて調整

必要な製品を選択し、数秒でお問い合わせリストを作成します。当社の専門家がお客様の選択内容を確認し、義務のない正確な見積もりを提供します。

メリット

- 一度に複数の商品をリクエストすることで時間を節約
- 専門家によるレビューと推奨事項でミスを回避
- アプリケーションに焦点を当てた明確な見積りを取得：コミットメントは不要

QETCH 100 M

お問い合わせ

[qatm.com/jp/contact/contact-form/?
prefilltext=contact_form.request&product=A01D
01A](http://qatm.com/jp/contact/contact-form/?prefilltext=contact_form.request&product=A01D01A)

見積依頼

[qatm.com/jp/products/grinding-polishing-
etching/electrolytic-polisher-etcher/qetch-100-
m/order-data/](http://qatm.com/jp/products/grinding-polishing-etching/electrolytic-polisher-etcher/qetch-100-m/order-data/)



QATM
a **VERDER** company

qatm.com/jp/products/grinding-polishing-etching/electrolytic-polisher-etcher/qetch-100-m/