



ШЛИФОВАЛЬНО-ПОЛИРОВАЛЬНАЯ МАШИНА

QPOL 30

Qrol 30 представляет собой переносной шлифовально-полировальный станок с ручным управлением.

## ПРЕИМУЩЕСТВА ОБОРУДОВАНИЯ

- | Переносное шлифовальное устройство
- | Блок управления для 2 микромоторов
- | Повышенный крутящий момент за счет редуктора

### PERFECT GRINDING - CONSUMABLES BY QATM

Grinding is more reliable, safe and efficient when processed with the right ingredients: knowledge, care and the right choice of consumables and instruments.



## ШЛИФОВАЛЬНО-ПОЛИРОВАЛЬНАЯ МАШИНА QROL 30

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                  |                                                         |
|------------------|---------------------------------------------------------|
| Скорость         | 1000 - 40 000 об/мин, плавная регулировка, вкл. дисплей |
| Диаметр диска    | 30 mm                                                   |
| Power connection | 230 В / 50-60 Гц                                        |
| Габариты ШхВхГл  | 130 x 97 x 254 мм                                       |
| Вес              | ~ 2,3 кг                                                |

[www.qatm.com/qpol-30](http://www.qatm.com/qpol-30)

## ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА