



МАШИНА ДЛЯ ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКОЙ ПОЛИРОВКИ И ТРАВЛЕНИЯ

QETCH 100 M

qatm.com/ru/products/grinding-polishing-etching/electrolytic-polisher-etcher/qetch-100-m/

QETCH 100 M

МАШИНА ДЛЯ ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКОЙ ПОЛИРОВКИ И ТРАВЛЕНИЯ

QETCH 100 M

Qetch 100 M представляет собой переносную аккумуляторную установку электролитического полирования и травления. За счет своей компактной и прочной конструкции прибор может быть легко использован вне лаборатории.

Простое управление одновременно с высокой функциональностью не имеет себе равных. Алюминиевый корпус с эпоксидным покрытием отвечает самым высоким требованиям по функциональности, стабильности и дизайну. Все чувствительные части хорошо защищены для транспортировки и на местах применения. Для максимального комфорта при эксплуатации прибор оснащен ручкой и ремнем для переноски.

**QETCH 100 M**

ПРЕИМУЩЕСТВА ОБОРУДОВАНИЯ

- | Переносная установка электролитического полирования и травления
- | Полностью автоматический запуск программ контролируемый микропроцессором
- | Не зависит от источника питания за счет наличия литий-ионного аккумулятора
- | Ручка со встроенным блоком полирования, старт/стоп функция
- | Рычаг управления многоцветной светодиодной подсветкой для отображения текущего состояния работы
- | Панель управления с четким ЖК-дисплеем для отображения всех состояний во время работы
- | Регулируемое напряжение и сила тока, регулировка времени работы

QETCH 100 M

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальная мощность	160 W
-----------------------	-------

Максимальное напряжение	90 В ПОСТОЯННОГО ТОКА
-------------------------	-----------------------


Максимальная сила тока	2 А
------------------------	-----

Площадь полировки	~ Ø 9 мм
-------------------	----------

Габариты ШхВхГл	380 x 355 x 180 мм
-----------------	--------------------

Емкость для электролита	1 л
-------------------------	-----

Вес	~ 8,5 кг (без электролита)
-----	----------------------------



Габаритный чертёж

QETCH 100 M

ИДЕАЛЬНОЕ ТРАВЛЕНИЕ —
ИНСТРУМЕНТЫ ПО QATM

Травление надежнее, безопаснее и эффективнее, если оно выполняется с использованием правильного оборудования: знания, осторожность и правильный выбор расходных материалов и оборудования имеют решающее значение.

ОТКРОЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ НАШИ МАШИНЫ ДЛЯ ТРАВЛЕНИЯ →
qatm.com/ru/products/grinding-polishing-etching/electrolytic-polisher-etcher/



QETCH 100 M

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

БАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

МАШИНА (ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ)

M6201000	Qetch 100 M (Kristall 650) Блок управления
----------	--

БЛОК ПИТАНИЯ (НЕОБХОДИМ - 1 ШТ.)

A6201000	Qetch 100 M подключение питания 220-230В/50/60Гц
----------	--

A6201001	Qetch 100 M подключение питания 110В/60Гц (1Ph/N/PE)
----------	--

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПЛАТА ДЛЯ ПЕРЕНОСНОЙ ШЛИФМАШИНКИ (ЗАКАЗЫВАЕТСЯ С МАШИНОЙ)

A6201004	Модуль для использования без шлифмашинки
----------	--

A6201005	Модуль для использования с шлифмашинкой
----------	---

Z6201001	Комплект принадлежностей для Qetch 100 M
----------	--

95003955	Бутыль с навинчивающейся крышкой 1л
----------	-------------------------------------

Z6201000	Комплект для переноски Kristall 650
----------	-------------------------------------

QETCH 100 M

ПОЛУЧИТЕ ВАШУ ЦИТАТУ — С УЧЕТОМ ВАШИХ ТРЕБОВАНИЙ

Выберите нужную вам продукцию и постройте список запросов за считанные секунды. Наши специалисты рассмотрят ваш выбор и предоставят точную, не обязывающую цитату.

ВАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Экономьте время, запрашивая несколько предметов за один раз
- Избегайте ошибок с помощью экспертного обзора и рекомендаций
- Получить четкую, ориентированную на приложение цитату — обязательство не требуется

Ваш список запросов всегда виден в правом верхнем углу, так что вы можете продолжить в любое время.

QETCH 100 M

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ

[qatm.com/ru/contact/contact-form/?
prefilltext=contact_form.request&product=A01D
01A](http://qatm.com/ru/contact/contact-form/?prefilltext=contact_form.request&product=A01D01A)

ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЯ

[qatm.com/ru/products/grinding-polishing-
etching/electrolytic-polisher-etcher/qetch-100-
m/order-data/](http://qatm.com/ru/products/grinding-polishing-etching/electrolytic-polisher-etcher/qetch-100-m/order-data/)



QATM
a **VERDER** company

qatm.com/ru/products/grinding-polishing-etching/electrolytic-polisher-etcher/qetch-100-m/