



SLIJP- EN POLIJSTMACHINE

QPOL 30

De Qpol 30 is een verplaatsbaar slijp- en polijstmachine ontworpen voor handmatige bediening.

PRODUCTVOORDELEN

- | Draagbaar slijpapparaat
- | Control unit for 2 micromotors
- | Increased torque due to reduction gear

PERFECT GRINDING - CONSUMABLES BY QATM

Grinding is more reliable, safe and efficient when processed with the right ingredients: knowledge, care and the right choice of consumables and instruments.



SLIJP- EN POLIJSTMACHINE QPOL 30

TECHNISCHE GEGEVENS

Snelheid	1000 - 40,000 rpm, continuously adjustable, incl. display
Wheel diameter	30 mm
Power connection	230 V / 50-60 Hz
B x H x D	130 x 97 x 254 mm
Gewicht	~ 2.3 kg

www.qatm.com/qpol-30

BESTELGEGEVENS