



MÁQUINAS DE LIXAR & POLIR

QPOL 30

A Qpol 30 é uma lixadeira e politriz portátil para trabalho manual.

VANTAGENS DO PRODUTO

- | Lixadeira/politriz portátil
- | Unidade de controle para 2 micromotores
- | Aumento de torque devido a redução da engrenagem

MOAGEM PERFEITA - CONSUMÍVEIS PELA QATM

A moagem é mais confiável, segura e eficiente quando processada com os ingredientes certos: conhecimento, cuidado e a escolha certa de consumíveis e instrumentos.



MÁQUINAS DE LIXAR & POLIR QPOL 30

DADOS TÉCNICOS

Velocidade	1.000 - 40.000 rpm, regulagem contínua, no visor
Wheel diameter	30 mm
Power connection	230 V / 50-60 Hz
L x A x P	130 x 97 x 254 mm
Peso	~ 2.3 kg

www.qatm.com/qpol-30

DADOS PARA PEDIDO