




ROCKWELL HÄRTEPRÜFER

QNESS 150 RCS

QNESS 60 / 150 RCS

PRODUKTVORTEILE

- | Äußerst schneller Härteprüfzyklus unter 2 Sekunden
- | Modernste Technologie, innovatives Design
- | Innovative Siemes-Steuerung S7 Siemens
- | 4" Touch - Display
- | Arbeitsraumbeleuchtung
- | Datenausgabe über RS232 Schnittstelle
- | 2 Lastbereiche verfügbar: HRC oder HBT 2,5/62,5 (weitere auf Anfrage)
- | Spielfreie rollengelagerte Spindelführung
- | Integrierbar in Fertigungslinie für Automatisierung



QNESS 60 / 150 RCS

TECHNISCHE DATEN

Prüfmethode	Qness 150 RCS: HRC Qness 60 RCS: HBT 2.5
Prüfkraftbereich	Qness 150 RCS: 150 kg (1471.5 N) Qness 60 RCS: 62.5 kg (613.1 N)
Höhenverstellung	Handrad
Prüfhöhe / Ausladung	180 mm / 180 mm
Prüftisch	ø 100 mm
Gewicht Grundgerät	120 kg
Schnittstellen	1 x RS232 C, 1 x RJ45 (Ethernet)
Elektr. Anschluss	230~1/N/PE, 110~1/N/PE
Max. Leistungsaufnahme	~ 360 W

Zubehör und Optionen

Allgemein

Eindringkörper (Rockwell, Brinell)

Inline - Lösung

in Abstimmung

Optionen

Sondervorrichtungen, Sonderprüftische, Profibus,
Sortierlampen, Blitzlicht

www.qatm.com/q150rcs

BESTELLDATEN