




DUROMÈTRE ROCKWELL

QNESS 150 RCS

QNESS 60 / 150 RCS

AVANTAGES PRODUIT

- | Cycle d'essai de dureté extrêmement rapide - moins de 2 secondes
- | Technologie ultramoderne, design innovant
- | Commandes innovantes Siemens S7
- | Ecran tactile 4" Siemens
- | Eclairage de l'espace de travail
- | Sortie des données via interface RS232
- | 2 plages de charge disponibles : HRC ou HBT 2.5/62.5 (plus sur demande)
- | Guidage de broche à roulements de haute précision
- | Peut être intégré dans des lignes de production pour l'automatisation



QNESS 60 / 150 RCS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Méthode d'essai

Qness 150 RCS: HRC
Qness 60 RCS: HBT 2.5

Gamme de charge

Qness 150 RCS: 150 kg (1471.5 N)
Qness 60 RCS: 62.5 kg (613.1 N)

Réglage de la hauteur

Volant

Hauteur d'essai portée horizontale

180 mm / 180 mm

Enclume

ø 100 mm

Poids machine

120 kg

Interfaces

1 x RS232 C, 1 x RJ45 (Ethernet)

Alimentation électrique

230~1/N/PE, 110~1/N/PE

Consommation maxi.	~ 360 W
Accessoires et Options	
Général	Pénétrateur (Rockwell, Brinell)
En ligne - solution	à convenir
Options	Systèmes personnalisés, enclume de test personnalisée, probus, lampes de tri, éclairage

www.qatm.com/q150rcs

N° ARTICLE