




DURÓMETROS ROCKWELL

QNESS 150 RCS

QNESS 60 / 150 RCS

VENTAJAS

- | Ciclo de ensayo de dureza extremadamente rápido: en menos de 2 segundos
- | Tecnología ultramoderna, diseño innovador
- | Control innovador Siemens S7
- | Pantalla táctil de 4"
- | Iluminación de la zona de trabajo
- | Salida de datos mediante interfaz RS 232
- | Disponibles 2 rangos de carga: HRC o HBT 2.5/ 62.5 (otros a petición)
- | Guía de husillos con rodamiento de rodillos de ajuste perfecto
- | Puede integrarse en la línea de producción para su automatización



QNESS 60 / 150 RCS

DATOS TÉCNICOS

Método de ensayo

Qness 150 RCS: HRC
Qness 60 RCS: HBT 2.5

Área de fuerzas de ensayo

Qness 150 RCS: 150 kg (1471.5 N)
Qness 60 RCS: 62.5 kg (613.1 N)

Ajuste de altura

volante

Altura de ensayo alcance horizontal

180 mm / 180 mm

Yunque para ensayos

ø 100 mm

Peso del dispositivo básico

120 kg

Interfaces

1 x RS232 C, 1 x RJ45 (Ethernet)

Conexión eléctrica

230~1/N/PE, 110~1/N/PE

Consumo máx. de energía	~ 360 W
Accesorios y opciones	
general	Penetrador (Rockwell, Brinell)
solución en línea	a convenir
Opciones	Dispositivos personalizados, yunques para ensayos personalizados, Profibus, lámparas de clasificación, flash

www.qatm.com/q150rcs

DATOS PARA PEDIDOS