




DUROMETRO ROCKWELL

QNESS 150 RCS

QNESS 60 / 150 RCS

VANTAGGI PRODOTTO

- | Ciclo di prova di durezza estremamente rapido - meno di 2 secondi
- | Tecnologia ultramoderna, design innovativo
- | Controlli innovativi Siemens S7
- | Display touch da 4" Siemens
- | Illuminazione della sala di lavoro
- | Uscita dati tramite interfaccia RS232
- | 2 gamme di carico disponibili: HRC o HBT 2,5/62,5 (altri su richiesta)
- | Guida del mandrino con cuscinetto a rulli ad incastro
- | Può essere integrato nelle linee di produzione per l'automazione



QNESS 60 / 150 RCS

DATI TECNICI

Metodo di prova

Qness 150 RCS: HRC
Qness 60 RCS: HBT 2.5

Area di forza di prova

Qness 150 RCS: 150 kg (1471.5 N)
Qness 60 RCS: 62.5 kg (613.1 N)

Regolazione dell'altezza

Volantino

Altezza di prova portata orizzontale

180 mm / 180 mm

Incudine di prova

ø 100 mm

Peso del dispositivo di base

120 kg

Interfacce

1 x RS232 C, 1 x RJ45 (Ethernet)

Potenza fornita

230~1/N/PE, 110~1/N/PE

Consumo massimo di energia	~ 360 W
Accessori e opzioni	Regolazione del punto zero
Generale	Penetratore (Rockwell, Brinell)
Soluzione in linea	da concordare
Opzioni	Dispositivi personalizzati, incudine di prova personalizzata, pro bus, lampade di selezione, torcia

www.qatm.com/q150rcs

ARTICOLI