QATM
a VERDER company



HÄRTEPRÜFSOFTWARE

QPIX T2

qatm.com/de/produkte/haertepruefung/software/qpix-t2/

QPIX T2

HÄRTEPRÜFSOFTWARE

Qpix T2 Vollbildmodus: Lenkt den Blick auf das Wesentliche.



VOLLBILDMODUS

Die wichtigsten Funktionen aufgeräumt in einem Schirm - damit Bedienerfreundlichkeit und vor allem die Prüfergebnisse im Vordergrund stehen.

MULTI-TOUCH-FÄHIG FÜR EINFACHSTE BEDIENUNG

Zeitgemäße Multi-Touch Bedienung für einfaches Zoomen und angenehme Navigation durch die Menüs.

GEEIGNET FÜR

Qness 60 M EVO, Qness 250/750/3000 C/CS, Qness 250/750/3000 M/MS/E, Qness 150 R (Qpix T2R)

QPIX T2

SOFTWARE-FUNKTIONEN




REIHENPRÜFUNGSABLAUF

Vordefinieren von Prüfprogrammen mit fixer Prüfpunktanzahl, wahlweise auch mit manuellem Schlitten, digitaler Mikrometerspindel und Positionsrückführung



SPEICHER-/LÖSCH-/EXPORTFUNKTIONEN

Speichern, Protokollerstellung und Archivieren auf einen Knopfdruck. Ideal für Serienprüfung oder In-Line-Integration.



PROTOKOLL- UND DATENAUSGABE

Exportformate auch in Qpix T2 PDF, XLSX, DOCX, XML oder CSV sowie direkte Ausgabe der Ergebnisse über RS232 oder Ethernet-Schnittstelle.

QPIX T2

WEITERE FUNKTIONEN



DYNAMISCHE HÖHENVERSTELLUNG

Qpix T2 ermöglicht die dynamische Höhenverstellung für schnelles und präzises Positionieren am Q250/750/3000 E. Automatischer Start der Prüfung nach Verspannen und frei wählbarer Entspannweg erhöhen den Bedienkomfort.



PRÜFPLATTENVERWALTUNG DIE WEITER GEHT

Kalibrierergebnisverwaltung neu definiert: Der Qness Calibration Manager erinnert in einstellbaren Zeiträumen an die notwendigen Überprüfungen. Die Prüfergebnisse werden auf einen Knopfdruck zur fortlaufenden Statistik hinzugefügt.



ONLINE SUPPORT

Über den „Online Support-Modus“ können Qness Härteprüfgeräte mit Qness oder dem Qness Service- partner verbunden werden. Dies garantiert schnelle und einfache Hilfe im Fall von Fragen oder bei Installation von Softwareupdates.

QPIX T2

PRODUKTINFORMATIONEN →

qatm.com/de/produkte/haertepruefung/software/qpix-t2/



QATM
a VERDER company

qatm.com/de/produkte/haertepruefung/software/qpix-t2/

© QATM – qatm.com / Inhaltliche Änderungen oder Korrekturen vorbehalten