a VERDER company



LOGICIEL D'ESSAI DE DURETÉ

QPIX T2

qatm.com/fr/produits/essai-de-durete/logiciel/qpix-t2/

QPIX T2

LOGICIEL D'ESSAI DE DURETÉ

Qpix T2 mode plein écran : un focus clair sur l'essentiel.



MODE PLEIN ÉCRAN

Une vue d'ensemble claire de toutes les fonctions les plus importantes sur un seul écran assure la convivialité et, surtout, garantit que les résultats des tests sont clairement hiérarchisés.

CAPACITÉ ''MULTI-TOUCH" POUR UN FONCTIONNEMENT ULTRA-SIMPLE

Commande ''multi-touch'' moderne pour un zoom simple et une navigation aisée dans les menus.

CONVIENT POUR

Qness 60 M EVO, Qness 250/750/3000 C/CS, Qness 250/750/3000 M/MS/E, Qness 150 R (Qpix T2R)

QPIX T2

FONCTIONS DU LOGICIEL




SÉQUENCE DE FILIATION

Prédéfinition des programmes d'essai avec un nombre fixe de points d'essai. Peut également être sélectionnée avec une table XY manuelle, des micromètres digitaux et retour de position.



FONCTIONS DE SAUVEGARDE, DE SUPPRESSION & D'EXPORTATION

Sauvegardez, créez des protocoles et archivez des données en un seul clic. Idéal pour les tests en série ou l'intégration en ligne.



RAPPORT ET EXPORTATION DES DONNÉES

Formats d'export Qpix T2: PDF, XLSX, DOCX, XML ou CSV, et la publication directe des résultats via l'interface RS232 ou Ethernet.

QPIX T2

FONCTIONS SUPPLÉMENTAIRES



AJUSTEMENT DYNAMIQUE DE LA HAUTEUR

Qpix T2 fournit un réglage dynamique de la hauteur, permettant un positionnement rapide et précis avec le Q250/750/3000E. Une fois le serrage terminé, le démarrage automatique du test et les options de déverrouillage librement sélectionnables facilitent l'utilisation.



GESTION AVANCÉE DES CALES ÉTALON

Redéfinir la gestion des résultats d'étalonnage : Le ''Qness Calibration Manager'' peut être configuré pour fournir aux utilisateurs des rappels des vérifications nécessaires à des intervalles sélectionnés. Les résultats des tests peuvent être ajoutés au profil statistique en cours en appuyant simplement sur un bouton. Une vue d'ensemble claire et compréhensible des valeurs de tolérance autorisées et un suivi à long terme de dérives de tous les résultats, pour chaque appareil et chaque cale étalon. Les données de la cale étalon Qness peuvent être consultées en ligne sans qu'il soit nécessaire d'entrer les détails de la cale. Accès extrêmement simple aux rapports à des fins telles que les audits.



SUPPORT EN LIGNE

Le 'Mode Support Online' (Support en ligne) relie l'appareil d'essai de dureté au centre de service Qness. Cela permet de fournir le support utilisateur et les mises à jour logicielles le plus rapidement possible.

QPIX T2

INFORMATIONS PRODUIT →

qatm.com/fr/produits/essai-de-durete/logiciel/qpix-t2/



a VERDER company

qatm.com/fr/produits/essai-de-durete/logiciel/qpix-t2/

© QATM – qatm.com / Le contenu peut faire l'objet de modifications ou de corrections