

SOFTWARE DE ENSAYO DE DUREZA

QPIX T2

qatm.com/es/productos/durometros/software/qpix-t2/

QPIX T2

SOFTWARE DE ENSAYO DE DUREZA

Modo de pantalla completa de Qpix T2: centrarse claramente en lo esencial.



MODO DE PANTALLA COMPLETA

Una visión clara de todas las funciones más importantes en una sola pantalla garantiza la facilidad de uso y, lo que es más importante, asegura que los resultados de las pruebas se prioricen claramente.

CAPACIDAD MULTITÁCTIL PARA UN MANEJO ULTRASENCILLO

Moderno manejo multitáctil para facilitar el zoom y la navegación por los menús.

ADECUADO PARA

Qness 60 M EVO, Qness 250/750/3000 C/CS, Qness 250/750/3000 M/MS/E, Qness 150 R (Qpix T2R)

QPIX T2

FUNCIONES DEL SOFTWARE




SECUENCIA DE PRUEBAS EN FILA

Definición previa de programas de ensayo con un número fijo de puntos de prueba. También puede seleccionarse con corredera manual, husillo micrométrico digital y retroalimentación de posición.



GUARDAR, ELIMINAR Y EXPORTAR

Guarde, cree protocolos y archive datos con solo pulsar un botón. Ideal para ensayos en serie o integración en línea.



EXPORTACIÓN DE PROTOCOLOS Y DATOS

Qpix T2 también exporta a formatos PDF, XLSX, DOCX, XML o CSV, y permite enviar los resultados directamente mediante una interfaz RS232 o Ethernet.

QPIX T2

FUNCIONES ADICIONALES



AJUSTE DINÁMICO DE ALTURA

Qpix T2 ofrece un ajuste dinámico de altura que permite un posicionamiento rápido y preciso con el Q250/750/3000E. Una vez completada la sujeción, el inicio automático del ensayo y las opciones de liberación libremente seleccionables facilitan el manejo.



GESTIÓN AVANZADA DE BLOQUES DE ENSAYO

Una nueva forma de gestionar los resultados de calibración: Qness Calibration Manager puede configurarse para recordar a los usuarios las comprobaciones necesarias a intervalos seleccionados. Los resultados de los ensayos se incorporan al perfil estadístico en curso con solo pulsar un botón. Proporciona una visión clara de los valores de tolerancia permitidos y un seguimiento a largo plazo de las tendencias derivadas de todos los resultados, para cada dispositivo y cada bloque de ensayo. Los datos de los bloques de ensayo Qness pueden consultarse cómodamente en línea, sin tener que introducir los detalles de la placa de ensayo. El acceso a los protocolos, por ejemplo para auditorías, es extremadamente sencillo.



ASISTENCIA EN LÍNEA

El «modo de asistencia en línea» permite conectar los durómetros Qness con Qness o con el correspondiente socio de servicio de Qness. Esto garantiza a los usuarios un acceso rápido y sencillo a la ayuda para resolver dudas o instalar actualizaciones de software.

QPIX T2

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO →

qatm.com/es/productos/durometros/software/qpix-t2/



QATM
a VERDER company

qatm.com/es/productos/durometros/software/qpix-t2/

© QATM – qatm.com / El contenido puede estar sujeto a modificaciones o correcciones